



Westfalen

Mobiele Concentratoren

Inogen G2 12Cell

Flowinstelling:	Gebruikstijd in Uren:
1(demand)	4
2(demand)	3.5
3(demand)	2.7
4(demand)	2.2
5(demand)	2.0
Oplaadtijd Accu:	4 Uur
Gewicht:	3.3 Kg
Afmeting LxBxH:	27.3x10x24.3 CM
Geluidsniveau:	38Db Op stand 2

Inogen G2 24Cell

Flowinstelling:	Gebruikstijd in Uren:
1(demand)	8
2(demand)	7
3(demand)	5.4
4(demand)	4.4
5(demand)	4.0
Oplaadtijd Accu:	8 Uur
Gewicht:	4.0 Kg
Afmeting LxBxH:	27.3x10x24.3 CM
Geluidsniveau:	38Db Op stand 2

Inogen G3

Flowinstelling:	Gebruikstijd in Uren:
1(demand)	9
2(demand)	8
3(demand)	6
4(demand)	4
5(demand)	3
Oplaadtijd Accu:	4 Uur
Gewicht:	2.6 Kg
Afmeting BxHxD:	22,2x7,6x18,4 CM
Geluidsniveau:	39Db op stand 2

Activox 4L

Flowinstelling:	Gebruikstijd in Uren:
1 (demand)	8.25
2(demand)	5
3(demand)	4
Oplaadtijd Accu:	4 Uur
Gewicht:	2.2 Kg
Afmeting BxHxD:	22.5x20x11 CM
Geluidsniveau:	44Db Op stand 2

Eclipse

Flowinstelling:	Gebruikstijden in Uren:
0.5 (continue)	4.4
1 (continue)	3.7
1.5 (continue)	2.6
2 (continue)	2.0
2.5 (continue)	1.6
3 (continue)	1.3
1(demand)	5.4
2(demand)	5.1
3(demand)	4.9
4(demand)	4.0
5(demand)	3.7
6(demand)	3.5
Oplaadtijd Accu:	5 Uur
Gewicht:	8.3 Kg
Afmeting BxHxD:	31.2x49x18 CM
Geluidsniveau:	40Db Op stand 2

Let op! Deze tijden zijn bij benadering.

www.westfalenmedical.nl